



Butla PP, wąska szyja zakręcana z podziałką

Przeznaczenie

ISO
9001



- Wykonana z polipropylenu
- Gwint GL18
- Podziałka

Charakterystyka

Butla z polipropylenu z wąską szyją, z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18, z podziałką. Przystosowana do zabezpieczenia próbki przez zaplombowanie butli. Autoklawowalna po odkręceniu nakrętki

Dostępne modele

Model	Pojemność
BPW50	50 ml
BPW100	100 ml
BPW250	250 ml
BPW500	500 ml
BPW1000	1000 ml