

Butla z wąską szyją z FEP



Przeznaczenie

ISO
9001



- Przezroczysta
- Średnica butelki 49 mm
- Wysokość 118 mm
- GL 18

Charakterystyka

Butla wykonana z tworzywa FEP (tetrafluoroetylen-fluoropropylen). Przezroczysta. Posiada doskonałą odporność chemiczną, mechaniczną, termiczną. Wytrzymałe temperaturę od -200 st.C do 250 st.C. W nakretce znajduje się uszczelka, która zapewnia szczelne zamknięcie.

Dostępne modele

Model	Pojemność
FEP100	100 ml
FEP250	250 ml
FEP500	500 ml
FEP1000	1000 ml