

Płytki do testów kroplowych



- Ze szkliwionej porcelany
- Max. odporność termiczna +400°C
- Autoklawowalne

Charakterystyka

Płytki do analizy kroplowej ze szkliwionej porcelany. Max. odporność termiczna +400°C. Autoklawowalne.

Dostępne modele

Model	Ilość miejsc (wgnębień)	Parametr	Inne	Wymiary
Nazwa	(wgnębień)	Głębokość wgnębienia [mm]	Średnica wgnębienia [mm]	[mm]
PK 11	6	11	36	115 x 80 x 12
PK 3	12	3	20	119 x 85 x 6
PK 6	12	6	25	127 x 97 x 12