

Moździerz MF



- Gładka powierzchnia trąca
- Możliwość użytkowania w mikrofalówce
- Odporność temperaturowa -40°C do +110°C

Charakterystyka

Moździerz z melaminy białe, z wylewem. Gładka powierzchnia rozdrabniająca zapobiega gromadzeniu się resztek próbek i zanieczyszczeniom krzyżowym. Nadają się do mikrofalówek. Odporne na temperaturę od -40°C do +110°C.

Dostępne modele

Model	Pojemność
M MF 300	300 ml
M MF 500	500 ml