

Parownica okrągłodenna



- Szklwiona porcelana
- Max. odporność termiczna 1000°C

Charakterystyka

Parownica okrągłodenna półgłęboka z porcelany, szklwiona wewnątrz.
Maks. odporność termiczna +1000°C. Autoklawowala.

Opakowanie 5 szt.

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Inne
Nazwa	[ml]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]
POP 41	41	26	72
POP 62	62	27	83
POP 110	110	30	96
POP 160	160	37	110
POP 215	215	41	117
POP 240	240	42	127
POP 325	325	46	142
POP 420	420	50	154
POP 558	558	55	170