

Parownica porcelanowa typ 130



- Szkliona porcelana
- Max. odporność termiczna +400°C

Charakterystyka

Parownica ze szklionej porcelany, okrągłodenna z wylewem. Max. odporność termiczna +400°C. Autoklawowalne.

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Inne
Nazwa	[ml]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]
PPT 70	70	40	75
PPT 190	190	50	97
PPT 270	270	52	110
PPT 350	350	60	125
PP 640	640	65	160
PP 1000	80	80	200
PP 2200	2200	86	260
PP 3400	3400	110	310