


## Piknometr Reischauera



### Przeznaczenie

ISO  
9001



- Wykonany ze szkła borokrzemowego
- Zgodny z normą ISO 3507
- Szklany, skalowany korek

### Charakterystyka

Piknometr Reischauera cylindryczny, wykonany z wysokiej jakości szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 3507, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. W komplecie ze szklanym korkiem, skalowany. Jedno z najprostszych urządzeń pomiarowych do wyznaczania gęstości cieczy metodami densymetrycznymi.

### Dostępne modele

Model	Pojemność
R25	25 ml
R50	50 ml