

## Pokrywa do tygla, glazurowana



- Max. temp. do 1000°C
- Zgodna z normą ISO

### Charakterystyka

Pokrywa do tygli glazurowanych, wykonana z wysokiej jakości porcelany odpornej na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.

Pokrycie glazurą, umożliwia używanie tygla w temp. do 1000°C.

Zgodna z normą ISO 9001:2008, ČSN EN 1183 i ČSN ISO 1775, DIN 12 904

### Dostępne modele

Model	Parametr
Nazwa	Średnica wewnętrzna [mm]
PT 30	30
PT 35	35
PT 40	40
PT 45	45
TP 50	50
TP 60	60
TP 70	70
TP 80	80