

Tygiel porcelanowy średni, glazurowany



- Max. temp. do 1000°C
- Zgodny z normą ISO

Charakterystyka

Średni tygiel, wykonany z wysokiej jakości porcelany odpornej na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.

Pokrycie glazurą, umożliwia używanie tygla w temp. do 1000°C.

Zgodny z normą ISO 9001:2008, ČSN EN 1183 i ČSN ISO 1775, DIN 12 904

Dostępne modele

Model	Pojemność	Parametr	Wymiary
Nazwa	[ml]	Średnica [mm]	wysokość [mm]
TS 10	10	30	25
TS 12	12	35	28
TS 20	20	40	32
TS 30	30	45	36
TN 45	45	50	40
TN 80	80	60	48
TS 120	120	70	56
TS 200	200	80	62