

Pręt do statywów, stal nierdzewna



Pręty do statywów ze stali nierdzewnej 4301

Charakterystyka

Pręty do statywów ze stali nierdzewnej 4301

Dostępne modele

Model	Długość [mm]	Średnica pręta [mm]
PSN 1	450	10
PSN 2	500	10
PSN 3	600	10
PSN 4	450	12
PSN 5	500	12
PSN 6	600	12
PSN 7	750	12
PSN 8	1000	12
PSN 9	1250	12
PSN 10	1500	12