

Chłodnica Allihn z 2 szlifami



Chłodnica Allihna ze szkła DURAN

Charakterystyka

Chłodnica Allihna ze szkła DURAN. Z 2 znormalizowanymi szlifami i 2 odkręcanymi plastikowymi oliwkami, gwint GL 14. Zgodna z DIN 12581.

Dostępne modele

Model	Długość [mm]	Inne
Nazwa	Plaszcza [mm]	Szlif [NS]
CHA2S 160	160	14/23
CHA2S 250	250	29/32
CHA2S 400	400	29/32