

## Rozdzielacze gruszkowe, z kurkiem PTFE



Rozdzielacze stożkowe ze szkła borokrzemianowego 3.3. Ze standardowym szlifem, kurkiem szklanym lub z PTFE i plastikowym korkiem. Zgodne z DIN 12451.

### Charakterystyka

Rozdzielacze stożkowe ze szkła borokrzemianowego 3.3. Ze standardowym szlifem, kurkiem szklanym lub z PTFE i plastikowym korkiem. Zgodne z DIN 12451.

### Dostępne modele

Model	Pojemność
RG PTFE 50	50 ml
RG PTFE 100	100 ml
RG PTFE 250	250 ml
RG PTFE 500	500 ml
RG PTFE 1000	1000
RG PTFE 2000	2000 ml