

Chłodziarki farmaceutyczne Labcold



RLDF0119



RLDF0119DIGLOCK

Przeznaczenie



DOKUMENTY DO POBRANIA:

[KARTA KATALOGOWA RLDf0119 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDf0119DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG0119 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG0119DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDf0219 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDf0219DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG0219 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG0219DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDf0519 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDf0519DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG0519 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG0519DIGLOCK EN](#)

- Wyposażone w kontroler IntelliCold™
- Dotykowy wyświetlacz temperatury
- Automatyczna rejestracja temperatury
- Zakres temperatury: +2 do +8°C
- Alarm awarii zasilania
- Alarm zbyt wysokiej temperatury
- Alarm zbyt niskiej temperatury
- Alarm otwartych drzwi
- Zapis minimalnej i maksymalnej wartości temperatury w ciągu doby
- Automatyczne odszranianie z możliwością odszraniania
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
- Wewnętrzne światło LED
- Wsporniki do montażu na ścianie (dotyczy modeli RLDf0119 i RLDG0119)
- Otwór inspekcyjny

Charakterystyka

Jako **wyłączny dystrybutor** chłodziarek farmaceutycznych Labcold, oferujemy Państwu **profesjonalne urządzenia** wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w branży farmaceutycznej między innymi jako chłodziarki do szczepionek.

Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne firmy Labcold, świetnie sprawdzają się przy przechowywaniu leków. Zostały wyposażone w **systemy alarmowe** odchylenia temperatur, otwartych drzwi oraz awarii zasilania, co umożliwia **niezawodną kontrolę** nad produktami, które są w nich przechowywane.

Nowy, całkowicie **płaski kontroler ekranu dotykowego**, dzięki wyeliminowaniu wystających przycisków, stał się dużo

łatwiejszy do czyszczenia i dezynfekcji. Podobnie jak w telefonach komórkowych, po 30 sekundach braku aktywności, panel dotykowy blokuje się, dzięki czemu ryzyko przypadkowego aktywowania funkcji, zostało zminimalizowane.

Wbudowany rejestrator temperatury automatycznie zapamiętuje dane temperatury przez 24 godziny w ciągu 7 dni. Dane można pobrać za pomocą opcjonalnej karty micro SD i przenieść na komputer PC.

System awaryjnego podtrzymania zasilania kontrolera back up pozwala podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej na obserwację temperatury wewnątrz urządzenia a rejestrator w dalszym ciągu kontynuuje rejestrację temperatury.

Chłodziarki farmaceutyczne wyposażone w **styk bezpotencjałowy** umożliwiający podłączenie systemu GSM służącego do powiadamiania o stanach alarmowych wysyłając komunikaty SMS na telefon komórkowy Użytkownika (moduł GSM dostępny w ofercie firmy DANLAB).

Montowana fabrycznie cyfrowa **blokada Digilock** (wyposażenie opcjonalne), całkowicie eliminuje problem zagubionych lub ogólnodostępnych kluczy. Tylko osoby posiadające kod, będą mogły otworzyć chłodziarkę. Możliwość zmiany kodu w dowolnym momencie, daje pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do przechowywanych w lodówce leków.

Dane techniczne :

Dane techniczne	RLDF0119	RLDG0119	RLDF0219	RLDG0219	RLDF0519	RLDG0519
Pojemność	36		66		150	
Wymiary HxWxD [mm]	540 x 450 x 510		735 x 450 x 510		835 x 600 x 600	
Waga [kg]	30	31	34	35	51	54
Półki	2		3			
Drzwi	Pełne	Szkło	Pełne	Szkło	Pełne	Szkło
Temp. Zakres	+ 2°C do + 8°C					
Typ blokady	Standard: Zamek z dwoma kluczami DIGLOCK: blokada cyfrowa					
Odszranianie	Automatyczne z możliwością wyłączenia					
Chłodzenie wspomagane wentylatorem	TAK					
Wyświetlacz temperatury	TAK					
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny	TAK					
Automatyczny rejestr temperatury	TAK					
Alarm wysokiej / niskiej temperatury	TAK					
Alarm braku zasilania	TAK					
Alarm otwartych drzwi	TAK					
Karta SD	Opcjonalnie					
Kontroler	IntelliCold					

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Drzwi	Inne
Chłodziarka RLDF0119	36 L	S450 x G510 x W540 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDF0119DIGLOCK	36 L	S450 x G510 x W540 mm	Pełne	Zamek cyfrowy

Chłodziarka RLDG0119	36 L	S450 x G510 x W540 mm	Szkło	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG0119DIGLOCK	36 L	S450 x G510 x W540 mm	Szkło	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDF0219	66 L	S450 x G510 x W735 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDF0219DIGLOCK	66 L	S450 x G510 x W735 mm	Pełne	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG0219	66 L	S450 x G510 x W735 mm	Szkło	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG0219DIGLOCK	66 L	S450 x G510 x W735 mm	Szkło	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDF0519	150 L	S600 x G600 x W835 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDF0519DIGLOCK	150 L	S600 x G600 x W835 mm	Pełne	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG0519	150 L	S600 x G600 x W835 mm	Szkło	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG0519DIGLOCK	150 L	S600 x G600 x W835 mm	Szkło	Zamek cyfrowy