

Lec Medical



Przeznaczenie



- Zewnętrzny cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Zamontowany zamek i 2 klucze
- Alarmy dźwiękowe i wizualne temperatury
- Oprogramowanie do monitorowania temperatury
- Alarm awarii zasilania

Charakterystyka

Chłodziarki farmaceutyczne firmy Lec Medical umożliwiają bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, są energooszczędne oraz niezawodne. Urządzenia posiadają zewnętrzny **cyfrowy wyświetlacz** temperatury pozwalający kontrolować aktualne parametry pracy bez konieczności otwierania drzwi oraz zamek na klucz co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do wnętrza chłodziarki. Zaawansowany kontroler uruchamia **alarm dźwiękowy i wizualny** w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury oraz alarm otwartych drzwi co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla przechowywanego materiału.

Dane techniczne :

Dane techniczne	PSR1200	PGR1200
Pojemność	1200	
Wymiary HxWxD [mm]	1995 x 1300 x 840	
Waga [kg]	200	210
Półki	10	
Drzwi	Pełne	Szkło
Temp. Zakres	+2 °C do +8 °C	
Czynnik Chłodniczy	R600a	
Typ blokady	Zamek z dwoma kluczami	
Odszranianie	Automatyczne	

Wyświetlacz temperatury	Cyfrowy/ zewnętrzny
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny	TAK
Rejestracja alarmów	Jako dodatkowe akcesoria
Alarm temperatury	TAK
Alarm otwartych drzwi	TAK
Uchwyt antybakteryjny	NIE

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Drzwi	Waga
PSR1200	1200 I	S1300 x G840 x W1995 mm	Pełne	200 kg
PGR1200	1200 L	S1300 x G840 x W1995 mm	Szkło	210 kg