

BioMidi



Przeznaczenie



ISO
9001



ATEX

- Agregat w dolnej części, poza komorą
- Alarm wysokiej i niskiej temperatury
- Alarm otwartych drzwi
- Możliwość wyboru materiału drzwi
- Zakres temperatur od +2°C do +20°C
- Stabilność temperatur
- Niewielkie ograniczenia

Charakterystyka

Chłodziarki laboratoryjne BioMidi łączą ze sobą cechy **ekonomiczne** z cechami **kreatywnej i funkcjonalnej budowy**. Dzięki możliwości autorskiej konfiguracji wielu funkcji, akcesoriów oraz zmiany wnętrza, każdy klient znajdzie rozwiązanie dla siebie. Każda z chłodziarek BioMidi jest **ergonomicznym** i **wydajnym** urządzeniem, która cieszy się popularnością dzięki stabilności temperatur.

Dane techniczne :

Dane techniczne	RR425	RR625
Pojemność [L]	425	625
Wymiary H x W x D [mm]	1979/2000 * x 600 x 731	1979/2000 * x 815 x 731
Waga [kg]	112	152
Półki // szuflady	25 // 12	
Drzwi	Pełne/Szkło	
Temp. Zakres	+2°C do +20°C	
Czynnik Chłodniczy	R290 / R134a	
Typ blokady	Zamek	
Odszranianie	Automatyczne	

Wyświetlacz temperatury	Cyfrowy/ zewnętrzny
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny	TAK
Alarm otwartych drzwi	TAK
Alarm temperatury	TAK

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Drzwi	Waga
RR425	425 L	1979/2000 * x 600 x 731 [WxSxG]	Pełne / Szkło	112 kg
RR625	625 L	1979/2000 * x 815 x 731 [WxSxG]	Pełne / Szkło	152 kg