

Dewary w kształcie miski



Przeznaczenie

ISO
9001



- Kontrola temperatury próbek w kolbach okrągłodennych
- Stosowanie jako naczynie do ciepłej lub zimnej kąpeli
- Możliwość używania do pracy z mieszadłem magnetycznym

Charakterystyka

Cechy naczyń:

- Osłona aluminiowa, nierdzewna, niemagnesująca się
- Wnętrze ze szkła borokrzemowego 3,3
- W pełni posrebrzane

Porównanie dostępnych modeli:

Model	Pojemność [ml]	Szerokość wewnętrzna [mm]	Wysokość zewnętrzna [mm]	Waga ok. [kg]
SCH 6 CAL	80	67	75	0,2
SCH 9 CAL	120	77	90	0,2
SCH 15 CAL	260	100	110	0,4
SCH 18 CAL	400	110	115	0,5
SCH 20 CAL	800	138	125	0,6
SCH 30 CAL	1600	170	145	1,5
SCH 31 CAL	2700	200	160	2,1
SCH 33 CAL	5300	250	195	3,2

Dostępne modele

Model	Pojemność	Waga
SCH 6 CAL	80 ml	0,2 kg

SCH 9 CAL	120 ml	0,2 kg
SCH 15 CAL	260 ml	0,4 kg
SCH 18 CAL	400 ml	0,5 kg
SCH 20 CAL	800 ml	0,6 kg
SCH 30 CAL	1600 ml	1,5 kg
SCH 31 CAL	2700 ml	2,1 kg
SCH 33 CAL	5300 ml	3,2 kg