

BioBlood BF



Przeznaczenie



- Zamrażarka do krwi
- Zakres temperatury - 25 ° C / -5 ° C
- Dodatkowy sensor temperatury
- System powietrzny BioLine
- Automatyczne odszranianie
- Sterowanie BioBlood

Charakterystyka

Zamrażarka BioBlood jest dostosowana do specjalnych wymagań związanych z kontrolowanym przechowywaniem krwi, osocza i produktów związanych z krwią. Te zaawansowane urządzenia zostały opracowane wyłącznie do przechowywania krwi, aby zapewnić wysoką, stałą jakość na każdym etapie, od dawcy do transfuzji. Oznacza to wyjątkowo rygorystyczne specyfikacje wszystkich składników.

Komory BioBlood zapewniają również użytkownikom doskonały widok na ich zawartość. BioBlood wykorzystuje przyjazne dla środowiska naturalnego propelenty piankowe niezawierające HFC i jest dostępny z czynnikami chłodniczymi niezawierającymi HFC.

Dane techniczne	BF 500	BF 600D	BF 600 W	BF 930	BF 1270	BF 1400
Zakres temperatury	- 25 ° C / -5 ° C					
Zakres temperatur otoczenia	10 ° C / 43 ° C	Drzwi pełne 10 ° C / 43 ° C	Drzwi pełne 10 ° C / 43 ° C	Drzwi pełne 10 ° C / 43 ° C	10 ° C / 43 ° C	10 ° C / 43 ° C
Port	1 szt. Ø 24,5 mm					
Wymiary (szer. X gł. X wys.) [mm]	600 x 806 x 2025/2275	695 x 876 x 1875/2125	815 x 756 x 1875/2125	780 x 1045 x 2025/2275	1390 x 876 x 1875/2125	1390 x 876 x 2025/2275
Waga netto [kg]	130	146	146	165	271	283
Pojemność [l]	500	600	600	930	1270	1400

Moduły do półek i szuflad	Półki 52 - Szuflady 13	Półki 24 - Szuflady 12	Półki 24 - Szuflady 12	Półki 52 - Szuflady 13	Półki 48 - Szuflady 24	Półki 54 - Szuflady 26
Chłodziwo	R290 / R404A / przygotowany na sprężarkę zewnętrzną					
Układ powietrzny	System dystrybucji wentylowanego powietrza BioLine					
System rozmrażania	Automatyczne inteligentne odszranianie z ponownym odparowaniem wody z odszraniania					

Dostępne modele

Model	Pojemność	Waga	Wymiary
BR 500	500 l	130 kg	600 x 806 x 2025/2275 mm
BR 600D	600 l	146 kg	695 x 876 x 1875/2125 mm
BR 600W	600 l	146 kg	815 x 756 x 1875/2125 mm
BR 930	930 l	165 kg	780 x 1045 x 2025/2275 mm
BF 1270	1270 l	271 kg	1390 x 876 x 1875/2125 mm
BF 1400	1400 l	283 kg	1390 x 876 x 2025/2275 mm