

Zamrażarka do osocza Labcold



Przeznaczenie



- Certyfikowane urządzenia medyczne
- Cyfrowy zewnętrzny wyświetlacz
- Zamek do drzwi
- Rejestrator wykresów
- Alarmy optyczne i akustyczne
- Odszranianie ręczne
- Przyjazne środowisku
- Ogromne pojemności

Charakterystyka

Zamrażarki do osocza są certyfikowanymi urządzeniami medycznymi zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Zostały zaprojektowane do przechowywania osocza w optymalnej temperaturze, przeznaczone do bezpiecznego przechowywania dużych ilości osocza. Cyfrowy wyświetlacz i 7-dniowy rejestrator temperatury zapewniają najlepszą kontrolę pracy urządzenia. Dźwiękowy i optyczny system alarmowy ostrzega o niedopuszczalnych temperaturach we wnętrzu komory. Dla zwiększenia bezpieczeństwa urządzenia standardowo wyposażone są w zamek z 2 kluczami.

Dane techniczne :

Dane techniczne	RVPF2134MD
Pojemność brutto [l]	505
Wymiary HxWxD [mm]	1880 x 770 x 722
Waga [kg]	110
Półki	6
Szuflady	21(opcjonalnie)
Zakres Temperatury	-34°C +/-2°C
Drzwi	Pełne
Organizery Drzwi	NIE
Typ blokady	Zamek

Odszranianie zamrażarki	Ręczne
Wyświetlacz temperatury	Cyfrowy / zewnętrzny
Alarm otwartych drzwi	TAK
Alarm temperatury	TAK
Alarm awarii sieci	TAK
Czynnik chłodniczy	Przyjazny środowisku

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Drzwi	Waga
RVPF2134MD	505 L	1880 x 770 x 722 [WxSxG]	Pełne	110 kg