

BioCompact II



Przeznaczenie



- Temperatura -25 ° C / -5 °
- Pojemność od 125 litrów do 600 litrów
- Dźwiękowy oraz wizualny wskaźnik temperatur
- Złącze alarmowe
- Samodomykacz oraz alarm otwartych drzwi
- Możliwość wyboru powierzchni-wariant biały lub stal nierdzewna
- Automatyczne odszranianie
- Wymuszony obieg powietrza
- Wnętrze ABS, zewnątrz stal nierdzewna lub biała
- Wewnętrzny oraz zewnętrzny ATEX
- wentylowany system dystrybucji powietrza BioLine

Charakterystyka

Zamrażarka BioCompact II to niezawodna szafa służąca do **przechowywania materiału biologicznego** o szerokim zakresie zastosowań. Niewielkie rozmiary tego modelu sprawiają, że jest to idealne urządzenie do **użytku w ograniczonej przestrzeni**.

Pojemność serii BioCompact II występuje w rozmiarach **od 125 litrów do 600 litrów**. Zamrażarka zapewnia przechowywanie biomateriału w temperaturze **-25 ° C / -5 ° C**. Dodatkowym atutem jest znajdujący się wewnątrz szafy **parownik z uźbrowaniem** oraz **wymuszony rozdział powietrza** zapewniający jej sprawne użytkowanie.

Alarm temperatury, elastyczny układ wnętrza oraz funkcja **automatycznego ponownego odparowania wody** z rozmrażania i wnętrza gwarantują bezpieczne i wydajne użytkowanie.

Dzięki **systemowi energooszczędności** zamrażarka zużywa mniej energii i jest przyjazna dla środowiska oraz zgodna jest ze standardami GMP i GLP. W swojej ofercie mamy również **możliwość zakupu** akcesoriów takich jak **szuflady, półki czy koszyki** ułatwiających organizację pracy.

Serię Biocompact II wyróżnia od **Biocompact I** możliwość zamontowania dodatkowej **sondy temperaturowej**, która pozwala na ultra precyzyjne pomiary próbek. Seria Biocompact II oprócz alarmu otwartych drzwi dodatkowo wyposażona jest w **alarm wysokiej i niskiej temperatury**.

Dostępne modele

Model	Pojemność	Waga	Wymiary
RF210	125 l	46 kg	595 x 640 x 801/1001 mm