

## Kartonowe Pudełka Krio



### Przeznaczenie



- Wodoodporne i wytrzymałe
- Sprzedawane w paczkach po 36 sztuk.
- Dostępne w 5 kolorach
- Możliwość dopasowania przegródek

### Charakterystyka

#### Pudełka kartonowe (zamawiając przegródki należy określić kolor pudełka)

- Wodoodporne, wytrzymałe pudełka krio. Są pokryte tworzywem PP, aby wydłużyć ich żywotność.
- Sprzedawane w paczkach po 36 sztuk.
- Dostępne w 5 kolorach: biały, niebieski, żółty, czerwony i zielony.
- Wymiary 133x133 mm

#### Kartonowe przegródki do pudełek

- Wolne od zanieczyszczeń, wolne od kurzu
- Sprzedawane w paczkach po 36 sztuk

#### Dopasowanie przegródek do pudełek:

- Przegródki 22 - Pudełka 32 i 40
- Przegródki 30 - Pudełka 50
- Przegródki 40 - Pudełka 75
- Przegródki 65 - Pudełka 100 i 130

#### Ilość komórek w przegródkach (zamawiając przegródki należy określić ilość komórek):

| Ilość komórek | Przegródki 22 | Przegródki 30 | Przegródki 40 | Przegródki 65 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3x3           | -             | +             | +             | +             |
| 4x4           | -             | +             | +             | +             |
| 5x5           | -             | +             | +             | +             |
| 6x6           | -             | +             | +             | +             |
| 7x7           | +             | +             | +             | +             |
| 8x8           | +             | +             | +             | +             |

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 9x9   | + | + | + | + |
| 10x10 | + | + | + | + |
| 12x12 | + | + | + | - |
| 13x13 | + | + | - | - |
| 14x14 | + | + | - | - |
| 16x16 | + | + | - | - |

## Dostępne modele

| Model        | Wymiary       |
|--------------|---------------|
| Nazwa        | Wysokość [mm] |
| Pudełka 32   | 32            |
| Pudełka 50   | 50            |
| Pudełka 75   | 75            |
| Pudełka 100  | 100           |
| Pudełka 130  | 130           |
| Przegrody 22 | 22            |
| Przegrody 30 | 30            |
| Przegrody 40 | 40            |
| Przegrody 65 | 65            |