

## Raki przeznaczone dla zamrażarek skrzyniowych Tenak



### Przeznaczenie

ISO  
9001



- Niedrogie rozwiązanie
- Dedykowany dla zamrażarek skrzyniowych
- Doskonale sprawdzająca się do przechowywania próbek
- Do wyboru 3 rodzaje raków

### Charakterystyka

#### Raki Aluminiowe

- Lekkie
- Wykonane z aluminium
- Wygodne
- Niedrogie rozwiązanie do przechowywania próbek.

#### Model klasyczny ze stali nierdzewnej

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Z zatrzaskiem utrzymującym pudełka
- Jest to najczęściej wykorzystywany model raków do zamrażarek skrzyniowych
- Rak posiada zatrzask uniemożliwiający wypadanie pudełek

#### Raki Comfort

- Raki posiadają zabezpieczenie typu spring lock, aby zapobiec wypadaniu pudełek, wystarczy umieścić je w półce
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Raki typu comfort wykorzystywane są gdzie niezbędne jest bezpieczeństwo i wygodne
- Ten typ raków jest zalecany do użytku przy zamrażarkach niskotemperaturowych (LN2).

**W zapytaniu ofertowym należy podać numer modelu.**

Raki Aluminiowe	Raki Klasyczne	Raki typu comfort	Szerokość	HxDxW	Ilość pudełek
<b>TE11458</b>	<b>TE21350</b>	<b>TE24458</b>	32 mm	288x140x140	8
<b>TE11460</b>	<b>TE21352</b>	<b>TE24460</b>	32 mm	360x140x140	10
<b>TE11462</b>	<b>TE21354</b>	<b>TE24462</b>	32 mm	432x140x140	12
<b>TE11464</b>	<b>TE21356</b>	<b>TE24464</b>	32 mm	504x140x140	14

<b>TE11465</b>	<b>TE21357</b>	<b>TE24465</b>	32 mm	540x140x140	15
<b>TE11466</b>	<b>TE21358</b>	<b>TE24466</b>	32 mm	576x140x140	16
<b>TE11468</b>	<b>TE21360</b>	<b>TE24468</b>	32 mm	648x140x140	18
<b>TE11470</b>	<b>TE21362</b>	<b>TE24470</b>	32 mm	720x140x140	20
<b>TE11502</b>	<b>TE21449</b>	<b>TE24502</b>	50 mm	280x140x140	5
<b>TE11504</b>	<b>TE21450</b>	<b>TE24504</b>	50 mm	335x140x140	6
<b>TE11506</b>	<b>TE21451</b>	<b>TE24506</b>	50 mm	390x140x140	7
<b>TE11508</b>	<b>TE21440</b>	<b>TE24508</b>	50 mm	445x140x140	8
<b>TE11510</b>	<b>TE21441</b>	<b>TE24510</b>	50 mm	500x140x140	9
<b>TE11512</b>	<b>TE21452</b>	<b>TE24512</b>	50 mm	555x140x140	10
<b>TE11514</b>	<b>TE21454</b>	<b>TE24514</b>	50 mm	610x140x140	11
<b>TE11516</b>	<b>TE21456</b>	<b>TE24516</b>	50 mm	665x140x140	12
<b>TE11518</b>	<b>TE21478</b>	<b>TE24518</b>	50 mm	720x140x140	13
<b>TE11520</b>	<b>TE21430</b>	<b>TE24520</b>	50 mm	775x140x140	14
<b>TE11522</b>	<b>TE21432</b>	<b>TE24522</b>	50 mm	832x140x140	15
<b>TE11530</b>	<b>TE21455</b>	<b>TE24530</b>	75 mm	166x140x140	2
<b>TE11532</b>	<b>TE21457</b>	<b>TE24532</b>	75 mm	246x140x140	3
<b>TE11534</b>	<b>TE21458</b>	<b>TE24534</b>	75 mm	326x140x140	4
<b>TE11536</b>	<b>TE21460</b>	<b>TE24536</b>	75 mm	406x140x140	5
<b>TE11538</b>	<b>TE21462</b>	<b>TE24538</b>	75 mm	486x140x140	6
<b>TE11540</b>	<b>TE21464</b>	<b>TE24540</b>	75 mm	551x140x140	7
<b>TE11542</b>	<b>TE21466</b>	<b>TE24542</b>	75 mm	629x140x140	8
<b>TE11544</b>	<b>TE21467</b>	<b>TE24544</b>	75 mm	726x140x140	9
<b>TE11550</b>	<b>TE21465</b>	<b>TE24550</b>	85 mm	607x140x140	7
<b>TE11552</b>	<b>TE21715</b>	<b>TE24552</b>	85 mm	693x140x140	8
<b>TE11560</b>	<b>TE21468</b>	<b>TE24560</b>	100 mm	320x140x140	3
<b>TE11562</b>	<b>TE21470</b>	<b>TE24562</b>	100 mm	425x140x140	4
<b>TE11564</b>	<b>TE21472</b>	<b>TE24564</b>	100 mm	530x140x140	5
<b>TE11566</b>	<b>TE21474</b>	<b>TE24566</b>	100 mm	635x140x140	6
<b>TE11570</b>	<b>TE25100</b>	<b>TE24570</b>	130 mm	270x140x140	2
<b>TE11572</b>	<b>TE25102</b>	<b>TE24572</b>	130 mm	404x140x140	3
<b>TE11574</b>	<b>TE25104</b>	<b>TE24574</b>	130 mm	536x140x140	4
<b>TE11576</b>	<b>TE25106</b>	<b>TE24576</b>	130 mm	669x140x140	5

## Dostępne modele

Model

Inne

TE

Numer modelu