

System Back up



Przeznaczenie



- System awaryjnego podtrzymywania temperatury

Charakterystyka

System Back up zapewnia optymalne warunki do przechowywania próbek w przypadku wystąpienia długotrwałej przerwy w dostawie energii lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych z zamrażarką.

System Back up w kombinacji:

- Z butlą wypełnioną ciekłym CO₂ może utrzymać temperaturę rzędu -67°C przez wiele godzin;
- Zestawieniu z butlą wypełnionym ciekłym LN₂ temperaturę nawet - 80°C.

Dostępne modele

Model	Opis
Back up	awaryjne podtrzymywanie temperatury