

Zamrażarki seria XLT



Przeznaczenie



- Zamrażarka skrzyniowa
- Zakres temperatur -30°C do -60°C
- Pojemność od 74 do 495 litrów
- Jednokompresorowy system chłodzenia

Charakterystyka

Niskotemperaturowe zamrażarki skrzyniowe są niezastąpionym elementem w każdym laboratorium. Wyposażone są w **jednokompresorowy system chłodzenia**, dzięki któremu sprzęt uzyskuje doskonałe parametry wydajności przy niewielkim poborze energii elektrycznej. Dodatkowym atutem zamrażarki jest **doskonała izolacja cieplna** dzięki zastosowaniu specjalnej, nietoksycznej pianki poliuretanowej. Zamrażarki niskotemperaturowe są **bardzo ciche** i nie wydzielają dużych ilości ciepła, dzięki czemu praca z nimi jest bardziej komfortowa.

Dane techniczne dostępnych modeli:

Dane techniczne	LXT C75	XLT C150	XLT C300	XLT C400	XLT C500
Objętość	74 l	140 l	296 l	383 l	495 l
Zakres temperatur	-30 do -60°C	-30 do -60°C	-30 do -60°C	-30 do -60°C	-30 do -60°C
Chłodziwo	Nature R	Nature R	Nature R	Nature R	Nature R
Zużycie energii (kWh/d)	4 kWh	3,5 kWh	6,2 kWh	7,7 kWh	6 kWh
Napięcie	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Alarm dźwiękowy i wizualny	/	/	/	/	/
Kontroler cyfrowy	XR30CX	XR30CX	XR30CX	XR30CX	XR30CX
Zintegrowana blokada	/	/	/	/	/
Iluminator do sondy zewnętrznej	średnica 12 mm	średnica 12 mm	średnica 12 mm	średnica 12 mm	średnica 12 mm
Wymiary (wys x szer x gł)	890 x 550 x 645 mm	890 x 720 x 695 mm	890 x 1260 x 695 mm	890 x 1560 x 695 mm	890 x 1660 x 758 mm
Waga(kg)	53 kg	55 kg	76 kg	88 kg	107 kg

□

Dostępne modele

Model	Pojemność	Temperatura [oC]
XLT C75	74 l	-30°C do -60°C
XLT C150	140 l	-30°C do -60°C
XLT C300	296 l	-30°C do -60°C
XLT C400	383 l	-30°C do -60°C
XLT C500	495 l	-30°C do -60°C