

Seria B Classic.Line



Przeznaczenie



- Zakres temperatury: +30 °C do 70 °C
- Hydrauliczno-mechaniczny termostat
- Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego
- 2 półki druciane (chromowane)
- Stabilne warunki inkubacji
- Analogowe sterowanie

Charakterystyka

Cieplarki umożliwiają niezawodną inkubację kultur mikrobiologicznych i gwarantują wyniki, które da się powtórzyć w każdym rutynowym teście w laboratorium – nawet przy dużej ilości próbek w partii i długotrwałej pracy urządzenia. Inkubator serii B Classic.Line posiada sterowanie analogowe, co gwarantuje inkubację w stabilnych warunkach.

Dane techniczne :

Dane techniczne	B28
Pojemność	28
Wymiary HxWxD [mm]	280 x 250 x 400
Waga netto [kg]	23
Półki	2

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Waga
B28	28 L	280 x 250 x 400 [WxSxG]	23 kg