

## Łaźnie butyrometryczne seria BS



- Zakres temperatur +5°C do 100°C
- Wyświetlacz LED
- Statywy z otworami o średnicy 26 mm
- Płaska pokrywa
- Przewód zasilający
- Regulator temperatury
- Utrzymanie temperatury z dokładnością 0,6°C
- Alarm niskiego poziomu wody
- Alarm uszkodzeń czujnika temperatury

### Charakterystyka

Łaźnie serii BS są przeznaczone do termostatyzowania butyrometrów w kąpeli wodnej. Wyposażone w specjalne statywy ułatwiające pracę. Dzięki zabezpieczeniu, grzanie wyłącza się automatycznie, gdy poziom wody jest zbyt niski. Wyświetlacz LED wskazuje aktualną temperaturę wody w łaźni z dokładnością do 0,6°C.

Łaźnie dostępne w trzech pojemnościach 9, 18, 27 litrów, a każda z nich ma odmienną ilość perforowanych koszy.

Dane techniczne :

Dane techniczne	B28S	B56S	B84S
Wymiary wanny [mm]	160 x 300 x 220	322 x 270 x 220	464 x 270 x 220
Wymiary zewnętrzne [mm]	218 x 358 x 304	360 x 358 x 304	502 x 360 x 304
Pojemność [L]	9	18	27
Maksymalna moc [W]	1000	1500	2000
Ilość otworów w statywie	1 kosz = 28 otworów	2 kosze = 56 otworów	3 kosze = 84 otwory

### Dostępne modele

Model	Wymiary	Pojemność	Ilość miejsc
Nazwa	Wanny [mm]	[L]	W statywie
B28S	160 x 300 x 220	9	28
B56S	322 x 270 x 220	18	56

