

Palnik spirytusowy szklany



- Spirytusowy
- Szklany
- Wysokość 118 mm
- Pojemność 120 ml
- W zestawie metalowy kołpak

Charakterystyka

Palnik spirytusowy ze szkła stosowany w laboratoriach.

W wyposażeniu knot z możliwością regulacji oraz metalowy kołpak do gaszenia płomienia.

Pojemność misy palnika wynosi 120 ml.

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Obudowa
PS120	120 ml	Wysokość : 118 mm	Szklana