

Palniki z zaworem bezpieczeństwa



- Termiczny zawór bezpieczeństwa
- Stabilna podstawa
- Regulacja dopływu powietrza
- Zawór igłowy
- Na gaz ziemny lub propan
- Całkowita wysokość 180 mm
- Masa 650 g
- Max. temp. 1300°C
- Znicz

Charakterystyka

Bezpieczny palnik laboratoryjny Teclu z możliwością regulacji powietrza za pomocą krążka na gwintowanej rurce.

Jest nazwany bezpiecznym ponieważ zawór palnika zamyka się samoczynnie w przypadkach zgaśnięcia płomienia lub w przerwach dostawy gazu.

Posiada zawór igłowy i może być podłączony do gazu :

Z: Ziemnego

P: Propanu

Dostępne modele

Model	Inne	Masa
Nazwa	Rodzaj gazu	[g]
PBZ	Ziemny	650
PBP	Na propan	650