

## Palnik Powerjet



- Regulowany płomień
- Blokada płomienia
- Obsługa jedną ręką
- Automatyczny zapłon dzięki efektowi piezoelektrycznemu
- Waga 300 g
- Gwint UNEF 7/16"x28
- Temperatura płomienia 1350°C
- Gaz propan-butan lub naturalny
- Wymiary 150x180 mm

### Charakterystyka

**Powerjet to przenośny ręczny palnik z regulowanym płomieniem.** Znajduje swoje zastosowanie w laboratoriach, które pozbawione są centralnego zasilania gazem.

Płomień pojawia się i utrzymuje tak długo, jak długo przytrzymuje się przycisk włączania. Jeśli korzystanie z palnika łączy się z dłuższą pracą, można użyć blokady, dzięki której płomień nie zgaśnie.

### Dostępne modele

Model	Wymiary
Powerjet	150 x 180 mm [SxW]