

Suszarka Binder Classic Line seria E



Przeznaczenie



- temperatura od 60°C do 230 °C
- pojemność 28 litrów
- regulowana kłapa wylotu powietrza
- Hydrauliczno-mechaniczny termostat
- Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1
- Zegar sterujący 0-120 min
- 2 chromowane półki druciane
- system energooszczędny
- technologia APT.line™

Charakterystyka

Binder Classic Line to przede wszystkim **wysoki komfort obsługi**, jakości oraz niezawodności. Suszarki odznaczają się na rynku wysoką energooszczędnością, dokładnym pomiarem oraz łagodnym rozkładem temperatury poprzez zastosowanie **technologii APT.line™**.

Urządzenia te poprzez **szeroki zakres temperatur do 230 °C** mają rozległe zastosowanie. Z powodzeniem sprawdzą się w badaniach naukowych, medycynie czy weterynarii.

Wnętrze charakteryzuje się **ergonomiczną organizacją** ułatwiającą przechowywanie próbek w podwyższonych temperaturach. Wszystkie elementy są mobilne, posiadające zabezpieczenie przed wywróceniem co gwarantuje **bezpieczeństwo obsługi**.

Suszarka Binder z serii E to niezawodne i solidne urządzenie a ponadto atrakcyjne cenowo.

Dane techniczne modelu:

Dane techniczne	E28
Wymiar obudowy	580 x 405 x 425 mm
Wymiar wewnętrzny	400 x 280 x 250 mm
Pojemność	28 l
Masa netto	22 kg

Temperatura	60-230°C
Czas nagrzewania na 150 °C	36 min
Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 150 °C	19 min
Moc znamionowa	0.8 kW
Napięcie znamionowe	230V

□

Dostępne modele

Model	Pojemność	Masa	Wymiary
E 28	28 l	22 kg	580 x 405 x 425 mm